

TIEMPOS DE LOS DISTINTOS BLANQUEAMIENTOS

ORGANIZAR LA GUÍA VITA CLÁSICA DE TONALIDAD, en el orden de valores correcto (del más claro al más oscuro)
tomar el color del paciente con luz natural: B1, A1, B2, D2, A2, C1, C2, D4, A3, D3, B3, A3.5, B4, C3, A4, C4

Opción 1

2 semanas en Casa

NITE WHITE[®]
EXCEL³



NiteWhite ACP 10% y 16% Peróxido de carbamida **4-6 horas** por día/durante toda la noche

Férulas realizadas en clínica/laboratorio

6 jeringas de 3 aplicaciones cada una : Precio 39,92€ (sin IVA)

Utilice el gel Relief ACP para reducir/eliminar la sensibilidad . **Media de aplicación 14 días.**

NiteWhite ACP 22% Peróxido de Carbamida **1 Hora al día**

Férulas realizadas en clínica/laboratorio.

6 jeringas de 3 aplicaciones cada una : Precio 39,92€ (sin IVA)

Utilice el gel Relief ACP para reducir/eliminar la sensibilidad . **Media de aplicación 14 días.**

DayWhite ACP 7.5% y 9.5% Peróxido de Hidrógeno

Aplicación **30 minutos, dos veces al día durante 9 días.**

Férulas realizadas en clínica/laboratorio.

Utilice el gel Relief ACP para reducir/eliminar la sensibilidad. Precio: 39,92€ sin IVA)

Opción 2

3 días en casa



NiteWhite Turbo **4 horas al día**

6% Peróxido de Hidrógeno

Férulas realizadas en clínica/laboratorio . Precio 39,92€ (sin IVA)

Acción rápida, el cambio se aprecia en tan sólo 3 noches

Utilice el gel Relief ACP para reducir/eliminar la sensibilidad

TRATAMIENTO EN CLÍNICA CON FÉRULA



WHITESPEED – 30 Minutos en Clínica con Férula

Refuerzo para subir tonalidad o anticipar diferencia de blanqueamiento al paciente

18% Peróxido de Hidrógeno + 22% Peróxido de Carbamida.

Aplicación de 30 minutos en clínica, con férula, sin protector de encía. Se puede repetir con intervalos de 2/3 días. Precio 57,39€ + IVA. (para 12 arcadas)